



Egészségügyi eszköz katalógus

2011-ES KIADÁS

A GCE csoport ma Európa vezető gázeszkögyártó társasága.

GCE world-wide: <http://www.gcegroup.com>



A GCE szakértője minden olyan felszerelésnek, amely gázáramlás- vagy nyomásszabályzással kapcsolatba hozható. A GCE eredete egészen a huszadik század elejéig vezethető vissza, ma több, mint 1200 főt foglalkoztat világszerte.

A GCE csoport megalakulása óta folyamatos ütemben növekszik, ma egyike a világ vezető gázeszkögyártóinak. 100 évnyi magasnyomású gázszabályozás tapasztalatával, ma már nem csak egy egyszerű ipari nyomáscsökkentő vagy hegesztő égőszár fejlesztésén dolgozunk, hanem például világszerte ismertté váltunk az elektronikai ipar, gyógyszeripar rendkívül speciális és kifinomult laboratóriumi környezetében használt minőségi termékeinkről.

A GCE célja a vevői igények kielégítése az irányadó szabványoknak megfelelő megbízható és biztonságos termékekkel.



Tartalomjegyzék

1. Palack nyomáscsökkentők	
MediSelect® II	2
MediReg® II	2
MediSelect® II és MediReg® II - Műszaki adatok	5
2. Oxigénterápia	
Nuvo Lite Mark 5 oxigénkoncentrátor	6
Nuvo 8.....	7
Inogen One.....	7
ECOLite 4000 elektronikus gázmegtakarító.....	8
3. Kórházi oxigénterápia	
MediFlow Ultra.....	9
MediMeter	9
Duoline, MultiStar	11
MediFlow Ultra és Medimeter műszaki adatai	12
4. Oxigénterápia tartozékai	
Párásító palackok	13
Lélegeztető maszkok és kanülök, tartozékok	13
Palackok, palacktartók, kocsik.....	13
5. Kórházi eszközök	
MediEvac	14
MediEject	14
Váladékgyűjtő edények és tartozékok	16
Orvosi gáztömlők	17
DIN, SWWL, NIST, AFNOR gyorscsatlakozók.....	18
Nordic gyorscsatlakozók	19
Adapterek.....	19
6. GCE Sabre Sürgősségi eszközök	
EASE II demand szelep	20
Trans-Vent lélegeztetőgép	21
GSS – Automatikus gázforrás váltó	22
Lélegeztető ballon.....	23
Mentőpanelek, komplett rendszerek.....	23
Központi gázellátás eszközei	
Általános szállítási feltételek	

Mediline egészségügyi eszközök

Tevékenységi területünk jelentős része az egészségügyi gázellátás. Mindennemű gáz pontos adagolása alapvető, egyszerű megoldáson alapszik, de termékeink rendkívül precíz, higiénikus munkával és magas minőségű alapanyagokból készülnek. Így biztosítható egyszerre a hosszú élettartam és az egészségügyben ismert magas igényeket kielégítő minőség. Természetesen mind ez nem elegendő. A gázellátás ezen területén nélkülözhetetlen a specializálódott szakemberek munkája és cégünk hosszú tapasztalata. A biztonság így lesz mottó helyett partnereink első számú jelzője termékeinket illetően. A GCE teljes választékát kínálja a kórházon belüli gázellátó rendszer alkatrészeinek, legyen az altatógáz, oxigén vagy akár vákum. Oxigénterápiás eszközeink külön erősségünk, amelyek kifejlesztésével úttörő szerepet töltöttünk be. Ma is kategóriánként előremutató alkalmazásokat és megoldásokat fejlesztünk, legyen az kombinált palackszelep, orvosi nyomáscsökkentő, adagoló tárcsás átfolyásszabályzó, mikroprocesszor vezérelt gázmegtakarító, vagy a piacon elérhető legintelligensebb oxigén koncentrátor. Termékeink CE jelöltek, és természetesen megfelelnek a piaconként eltérő műszaki és egészségügyi előírásoknak.

GCE Hungária Kft, Halásztelek

GCE s.r.o., Chotebor - Csehország



MEDISELECT® II és MEDIREG® II

A MediSelect® II előnyei

Palack nyomáscsökkentő tárcsás adagolóval.

Leolvasást segítő forgó nyomásmérő óra.

A 360°-ban elfordítható kimenet a megfelelő pozicionálást teszi lehetővé. Az orrkanül vagy maszk helyzete pontosan beállítható és megelőzhető a lélegeztető cső összecsavarodása.

Megújított önbeálló áramlásszabályzó tárcsa folyamatos áramlással az egyes értékek között. Egy nemkívánatos, két érték közötti beállítás esetén a gázáramlás nem áll le, a páciens gázellátása szünetmentes marad.

A beállított áramlásérték mind szemből, mind oldalról leolvasható.

Az áramlásszabályzó tárcsán található nagyobb számú lyuk növeli a terápiás alkalmazási lehetőségeket. A 25 l/perc-es beállítás lehetővé teszi az újraélesztés közbeni használatot; a 7 l/perc-es beállítás gyógyszerporlasztásra használható.



A MediReg® II előnyei


Palack nyomáscsökkentő nyomáskimenettel és állandó áramlással, vagy rotacsöves adagolóval.

Leolvasást segítő forgó nyomásmérő óra.

Ergonómikus, modern igényeket kielégítő konstrukció.

Egyszerűen tisztítható felület.

Kompakt, felhasználóbarát kialakítás.



Könnyű
Ergonómikus
Kompakt

MediSelect® II és MediReg® II változatok

MediSelect® II 02 - Bourdon manométerrel



- Hosszú bevezetőszárral, 10 liternél nagyobb palackokra is csatlakoztatható
- A 0-2 l/perc variáns az újszülött-gyógyászatban, a 0-6 l/perc variáns az otthonápolásban használható
- A 0-25 l/perc variáns mind az otthonápolásban, mind sürgősségi ellátásban alkalmazható
- Szélesebb Bourdon manométer-skála a könnyű leolvashatóság érdekében

MediSelect® II 25L 02 - Direkt manométerrel



- Rövid vagy hosszú bevezetőszárral, elsősorban sürgősségi táskába, hátizsákba
- 0-25 l/perc áramlás
- Lapos manométerrel, helykímélő kialakítás

MediSelect® II 25L 02 - Gyorscsatlakozóval



- Sürgősségi vagy kórházi alkalmazásra
- 0-25 l/perc áramlás
- Inkubátor, lélegeztetőgép, egyéb kórházi eszközök meghajtására
- Lapos manométerrel, helykímélő kialakítás

MediSelect® II 25L 02 - Medieject injektoros szívóval



- Sürgősségi vagy kórházi alkalmazásra
- Hosszú bevezetőszárral, 10 liternél nagyobb palackokra is csatlakoztatható
- 0-25 l/perc áramlás
- Medieject injektoros szívóval egybeépített

MediReg® II 02 FLM - Rotacsöves adagolóval



- Rotacsöves adagolóval
- 0-15 l/perc fokozatmentes áramlásbeállítás





MediReg® II - Gázspecifikus gyorscsatlakozóval



- fix 4 bar-os kimenet
- Nordic vagy DIN gyorscsatlakozóval
- Oxigén, sűrített levegő, altatógáz, nitrálgin változatok

Palack nyomáscsökkentők



MediSelect® II



Cikkszám	Megnevezés	Gáz	Palack - csatlakozás	Tárcsás adagoló (l/perc)	Áramlás- kimenet + tömlővég	Kimeneti nyomás (bar)	Gyors- csatla- kozó	Design
0720218	MediSelect II O2, 2L	O ₂	W21,8x1/14, L	0-2	9/16"	4	-	D1
0720226	MediSelect II O2, 6L	O ₂	W21,8x1/14, L	0-6	9/16"	4	-	D1
0720197	MediSelect II O2, 25L	O ₂	W21,8x1/14, L	0-25	9/16"	4	-	D1
0720221	MediSelect II O2, 2L	O ₂	W21,8x1/14, S	0-2	3/8"	4	-	D2
0720198	MediSelect II O2, 6L	O ₂	W21,8x1/14, L	0-6	3/8"	4	-	D2
0720114	MediSelect II O2, 25L	O ₂	W21,8x1/14, S	0-25	3/8"	4	-	D2
0720201	MediSelect II O2, 25L	O ₂	W21,8x1/14, L	0-25	3/8"	4	-	D2
0720107	MediSelect II O2, 25L, SS	O ₂	W21,8x1/14, S	0-25	3/8"	4	SS	D3
0720217	MediSelect II O2, 25L, DIN	O ₂	W21,8x1/14, S	0-25	9/16"	4	DIN	D4
0720203	MediSelect II O2, 25L, MS32	O ₂	W21,8x1/14, L	0-25	9/16"	4	-	D2
0720127	MediSelect II CO2, 25L	CO ₂	W21,8x1/14, S	0-25	9/16"	4	-	D1



MediReg® II



Cikkszám	Megnevezés	Gáz	Palack - csatlakozás	Tárcsás adagoló (l/perc)	Áramlás- kimenet + tömlővég	Kimeneti nyomás (bar)	Gyors- csatla- kozó	Design
0724152	MediReg II O2, SS	O ₂	W21,8x1/14, S	-	-	4	SS	D5
0724160	MediReg II O2, DIN	O ₂	W21,8x1/14, S	-	-	4	DIN	D5
0724183	MediReg II O2, 9/16	O ₂	W21,8x1/14, S	-	-	4	9/16"	D5
0724156	MediReg II AIR, SS	SL	G5/8", S	-	-	4	SS	D5
0724121	MediReg II AIR, DIN	SL	G5/8", S	-	-	4	DIN	D5
0724157	MediReg II O2/N2O, SS	*	W21,8x1/14, S	-	-	4	SS	D5
0724168	MediReg II N2O, SS	N ₂ O	G3/8", S	-	-	4	SS	D5
0724161	MediReg II N2O, DIN	N ₂ O	G3/8", S	-	-	4	DIN	D5
0724138	MediReg II O2, FLM15	O ₂	W21,8x1/14, S	0-15 rot.	9/16"	4	-	D6
0724115	MediReg II AIR, FLM 15	SL	G5/8" S	0-15 rot.	9/16"	4	-	D6

* Nitralgin


Megnevezés: MediSelect II O2, 25L = Reduktor típus, gázfajta, kimenet típus

Rövidítések: Palackcsatlakozásnál S: rövid bevezetőszár, L: hosszú bevezetőszár

SS: Nordic (AGA) típusú gyorscsatlakozó, DIN: DIN típusú gyorscsatlakozó, MS32: Medieject injektoros szívó, FLM: rotacső

MediSelect® II és MediReg® II - Műszaki adatok


Oxigén áramlásgörbe (P2 = 4 bar)




Műszaki adatok

Bemeneti nyomástartomány:	300 bar-ig
Névleges kimeneti nyomás:	4 bar
Áramlástartományok*	
0 - 2 l/perc	0;0,1;0,2;0,3;0,4;0,5;0,6;0,7;0,8;1,1;5;2
0 - 6 l/perc	0;0,25;0,5;0,75;1,1;5;2;2,5;3;4;5;6
0 - 25 l/perc	0;1;2;3;4;5;6;7;9;12;15;25
Bemeneti csatlakozó:	magyar szabványnak megfelelően
Kimeneti csatlakozó:	9/16" UNF; G3/8", tömlővéggel. Egyéb csatlakozó kérésre.
Test anyaga:	nikkelezett réz
Áramlásszabályzó tárcsa:	poliamid
O-gyűrűk:	EPDM
Szűrő:	szinterelt bronz
Nyomásmérő óra védőgumi:	TPE
MRI kompatibilitás:	3 Teslaig
Beosztályozás:	Class IIb


*23°C-on és 101,3 kPa nyomás mellett




0720197 MediSelect II 02, 25L
Tömeg: 850 g



0720107 MediSelect II 02, 25L, REN
Tömeg: 900 g



0720201 MediSelect II 25 02, 25L
Tömeg: 850 g



0724152 MediReg II 02, REN
Tömeg: 700 g

Oxigénterápia

Nuvo Lite Mark 5 oxigénkoncentrátor



A Nuvo Lite Mark 5 folyamatos oxigénáramlást biztosít a beteg számára. Az oxigént a környezeti levegőből állítja elő magas koncentrációban. Használata közben a szoba légtérének oxigéntartalma nem változik.

Előnyei

- Egyszerű, egy gombos működtetés
- Kompakt kialakítás integrált fogantyúval
- Mindössze 13,6 kg
- Rögzíthető áramlásbeállító tárcsa
- 0,125 - 5 l/perc állítható áramlástartomány
- Audiovizuális riasztások
- Folyamatos oxigénkoncentráció ellenőrzés
- Gyorsan eltávolítható hátlap a szűrő egyszerű cseréje érdekében

Cikkszám	Megnevezés
14111211	Nuvo lite Mark 5 koncentrátor

Utánrendelhető alaptartozékok

Cikkszám	Megnevezés
14111220	Kompresszor bemeneti szűrő
14111222	Durva előszűrő
14090329	Baktériumszűrő

További tartozékok, kiegészítők a 13. oldalon

Műszaki adatok

Tápellátás:	230 V, 50 Hz
Energiafogyasztás:	290 W
Kismegszakító:	5 A
Oxigén-koncentráció:	2 l/perc-nél: > 90%
	5 l/perc-nél: 90% (+6,5% - 3%)
Zajszint:	< 40 dBA
Tárolási hőmérséklet:	-20 - +60 °C
Működési hőmérséklet:	+5 - +40 °C
Tömeg:	13,6 kg
Méret (SzxMéxMa):	35 x 22 x 58 cm
Működési elv:	PSA (elnyeletékes eljárás)
Szabványok:	ISO 8359, EN 60601-1
Egészségügyi osztály:	IIb
Jótállás:	5 év



Rögzíthető
áramlásbeállító tárcsa



Fém tömlővéges
csatlakozó



Biztosíték helyett
kismegszakító



Nuvo 8 oxigénkoncentrátor



Oxigénkoncentrátor magasabb áramlási igényekre.

Cikkszám	Megnevezés
14111811	Nuvo 8 koncentrátor

Műszaki adatok

Tápellátás:	230 V, 50 Hz
Áramlástartomány:	0,5-8 l/perc
Oxigén-koncentráció:	0,5-7 l/perc között: 93% (+6,5% - 3%)
	8 l/perc-nél: 90% (+6,5% - 3%)
Energiafogyasztás:	490 W
Zajszint:	< 53 dBA
Tárolási hőmérséklet:	-20 - +60 °C
Működési hőmérséklet:	+10 - +40 °C
Tömeg:	24 kg
Méret (Sz x Mé x Ma):	39 x 39 x 71 cm
Működési elv:	PSA (elnyeletéses eljárás)
Szabványok:	ISO 8359, EN 60601-1
Egészségügyi osztály:	IIb
Jótállás:	5 év

Inogen One®G2 hordozható oxigénkoncentrátor



Az Inogen One®G2 a maga nemében páratlan hordozható oxigénkoncentrátor. Mind a beteg otthonában, mind utazás közben nyújtja azt a függetlenséget, amire a betegnek szüksége van. Eközben nem szükséges azon gondolkodnia, hogy elég lesz-e az oxigén az utazáshoz. A G2-t nem csak egyszerűen hordozható vagy állandó koncentrátornak tervezték – arra hivatott, hogy a beteg minden igényét kielégítse.

Cikkszám	Megnevezés
14111311	Inogen One®G2 12 cellás akkuval*
14111331	Inogen One®G2 24 cellás akkuval*

*koncentrátor+orrkanül+kocsi+táska+akkutöltő (250V+12V)+akku

Műszaki adatok

Méret (Sz x Mé x Ma):	27,4×10,1×24,1 cm
Tömeg:	3,2 kg
Zajszint:	< 38 dbA
12 cellás akku:	4 óra / 2 óra*
24 cellás akku:	8 óra / 4 óra*
Oxigén-koncentráció:	90 +/- 3%
Indító belégzési szándék:	12 cmH2O
Bólus szállítása:	500 msec-on belül
Bólus beállítások száma:	5
Adattároló:	1 év / USB vagy RF

*A működési idő függ a beállítástól.

A készülék beállításai:

Inogen G2		Bólus, ml			
Fokozat	Áramlás l/perc	10 BPM	15 BPM	20 BPM	25 BPM
1	180	18	12	9	7
2	360	36	24	18	14
3	540	54	36	27	22
4	720	72	48	36	29
5	900	90	60	45	36

BPM: percenkénti légzésszám



Oxigénterápia

ECOLite 4000 elektronikus gázmegtakarító



Az ECOLite 4000 mobilterápia és házi betegellátás esetén jelentős gázmegtakarítást tesz lehetővé, illetve használata a gázpalack és cseppfolyós tartály élettartamát növeli meg. Ezzel lehetővé válik a beteg nagyobb mozgásszabadsága.

A készülék érzékeny demand szelepként működik. Az elektronikus vezérléssel működtetett mágnesszelep rugalmasan alkalmazkodva a páciens igényéhez szakaszosan, minden belégzésnél csendesen, megbízhatóan adagolja az oxigént. Rendkívül érzékeny és gyors adagolása miatt a belégzési fázis legelején nyitja a mágnesszelepet, ezzel elérve azt, hogy az adagolt oxigén időben és megfelelő mennyiségben a páciens tüdejébe jusson.

A ECOLite 4000 Automatikus és Manuális üzemmóddal rendelkezik. Automata módban az adagolt oxigén mennyisége változhat a légvételek szaporaságának függvényében 15 - 30 légzés/perc között, maximum 8 liter/perc áramlásig. A Manuális módban az áramlás 0,5 - 8 liter/perc között állítható.

Cikkszám	Megnevezés
325197478	ECOLite 4000 elektronikus gázmegtakarító

Műszaki adatok

Alapbeállítás	manuális / automatikus
Trigger	minden légvételnél
Kimeneti áramlás	0,5 – 8 l/perc a légzés függvényében
Riasztások	elem állapot, oxigénellátás hiba, légvétel hiány
Elem	RO6, AA, Alkaline 1,5 V
Palacknyomás	1,6 – 5 bar között
Bemeneti áramlás	min. 4 l/perc
Méret (ma x sz x mé)	101 x 85 x 32 mm
Tömeg	184 g elem nélkül
Működési hőmérséklet	-10°C - +40°C
Relatív páratartalom	25 – 95%

Rendkívüli, akár 90%-os oxigén-megtakarítás 8 l/perc beállításnál is

A beállítások a kijelzőn láthatóak

Jellegzetes csatlakozók, egyszerű használat

Az ECOLite 4000 a beépített nyomáscsökkentőnek köszönhetően 1,6 – 5 bar nyomású oxigénforrásra csatlakoztatható

Ideális gázellátás az Ön igényeihez alkalmazkodva

Egy gombnyomás és a l/perc beállítva!

Tömege csak 184 g

ECOLite hordtáska



Az ECOLite hordtáska egy praktikus palacktáska, mely házi betegellátás esetén mobilitást biztosít a páciensnek. A táska egy 2 l-es oxigénpalack és az ECO4000 gázmegtakarító készülék tárolására alkalmas. Az egyéni igényeknek megfelelően egyszerre három hasznos hordási lehetőséggel bír: hátizsákként, válltáskaként, vagy Caddy-kocsiként.

Cikkszám	Megnevezés
14090535	ECOLite hordtáska
14090631	Caddy-kocsi
325112719	Övtáska



MEDIFLOW ULTRA ÉS MEDIMETER

Mediflow Ultra előnyei


A beépített nyomáscsökkentő nagyon stabil és pontos áramlást biztosít, függetlenül az orvosi gázhálózat vagy a palack nyomásától.

Megújított önbeálló áramlásszabályzó tárcsa folyamatos áramlással az egyes értékek között.

A beállított áramlásérték mind szemből, mind oldalról leolvasható.

A 360°-ban elfordítható kimenet az orrkanül vagy maszk megfelelő pozícionálást teszi lehetővé, ezzel megelőzhető a lélegeztető cső összecsavarodása.

Az áramlásszabályzó tárcsán található nagyobb számú lyuk növeli a terápiás alkalmazási lehetőségeket. A 25 l/perc-es beállítás lehetővé teszi az újraélesztés közbeni használatot; a 7 l/perc-es beállítás gyógyszerporlasztásra használható.



Medimeter előnyei

Fokozatmentes áramlásbeállítás

Ergonómikus és modern design, egyszerűen tisztítható felület

Felhasználóbarát kialakítás, csekély tömeg



Kórházi oxigénterápia

MediFlow Ultra




D1




D2



D3



D4



D5



Tárcsás adagoló kórházi
gázvételi helyre csatlakoztatva




Mobil sürgősségi rendszer
5 beteg ellátására

Cikkszám	Megnevezés	Gáz	Bemeneti csatlakozó	Bemeneti nyomás (bar)	Tárcsás adagoló (l/perc)	Áramlá- skimenet +tömlővég	Design
0728159	MFU II O2, 2L, NORDIC F	O2	SS	2,8 - 8,0	0-2	3/8"	D1
0728164	MFU II O2, 6L, NORDIC F	O2	SS	2,8 - 8,0	0-6	3/8"	D1
0728142	MFU II O2, 25L, NORDIC F	O2	SS	2,8 - 8,0	0-25	3/8"	D1
0728201	MFU II O2, 6L, NORDIC S	O2	SS	2,8 - 8,0	0-6	3/8"	D2
0728191	MFU II O2, 25L, NORDIC S	O2	SS	2,8 - 8,0	0-25	3/8"	D2
0728196	Multistar 5 O2, 15L, NORDIC F	O2	SS	2,8 - 8,0	0-15	3/8"	D4
0728195	Multistar 4 O2, 25L, NORDIC	O2	SS	2,8 - 8,0	0-25	3/8"	D5
0728110	MFU II O2, 2L, DIN F	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-2	9/16"	D1
0728111	MFU II O2, 6L, DIN F	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-6	9/16"	D1
0728112	MFU II O2, 25L, DIN F	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D1
0728109	MFU II SL, 25L, DIN F	SL	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D1
0728118	MFU II O2, 2L, DIN S	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-2	9/16"	D2
0728119	MFU II O2, 6L, DIN S	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-6	9/16"	D2
0728120	MFU II O2, 25L, DIN S	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D2
0728117	MFU II SL, 25L, DIN S	SL	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D2
0728125	MFU II O2, 2L, DIN DUO S	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-2	9/16"	D3
0728126	MFU II O2, 6L, DIN DUO S	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-6	9/16"	D3
0728127	MFU II O2, 25L, DIN DUO S	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D3
0728140	MFU II SL, 25L, DIN DUO S	SL	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D3
0728132	MFU II O2, 2L, DIN DUO F	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-2	9/16"	D4
0728133	MFU II O2, 6L, DIN DUO F	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-6	9/16"	D4
0728134	MFU II O2, 25L, DIN DUO F	O2	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D4
0728139	MFU II SL, 25L, DIN DUO F	SL	DIN	2,8 - 8,0	0-25	9/16"	D4
0728113	MFU II O2, 2L, NF F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-2	M12x1,25	D1
0728114	MFU II O2, 6L, NF F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-6	M12x1,25	D1
0728115	MFU II O2, 25L, NF F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D1
0728165	MFU II O2, 25L, NF F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-25	1/4"	D1
0728185	MFU II SL 6L, NF F	SL	NF	2,8 - 8,0	0-6	M12x1,25	D1
0728116	MFU II SL 25L, NF F	SL	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D1
0728122	MFU II O2, 2L, NF S	O2	NF	2,8 - 8,0	0-2	M12x1,25	D2
0728123	MFU II O2, 6L, NF S	O2	NF	2,8 - 8,0	0-6	M12x1,25	D2
0728124	MFU II O2, 25L, NF S	O2	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D2
0728121	MFU II SL, 25L, NF S	SL	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D2
0728129	MFU II O2, 2L, NF DUO S	O2	NF	2,8 - 8,0	0-2	M12x1,25	D3
0728130	MFU II O2, 6L, NF DUO S	O2	NF	2,8 - 8,0	0-6	M12x1,25	D3
0728131	MFU II O2, 25L, NF DUO S	O2	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D3
0728128	MFU II SL, 25L, NF DUO S	SL	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D3
0728136	MFU II O2, 2L, NF DUO F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-2	M12x1,25	D4
0728137	MFU II O2, 6L, NF DUO F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-6	M12x1,25	D4
0728138	MFU II O2, 25L, NF DUO F	O2	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D4
0728135	MFU II SL, 25L, NF DUO F	SL	NF	2,8 - 8,0	0-25	M12x1,25	D4
0728184	Multistar 4 O2, 15L, NF	O2	NF	2,8 - 8,0	0-15	M12x1,25	D5
0728192	MFU II O2, 6L, SWWL F	O2	SWWL	2,8 - 8,0	0-6	3/8"	D1
0728144	MFU II O2, 25L, SWWL F	O2	SWWL	2,8 - 8,0	0-25	3/8"	D1

Jelmagyarázat: MFU II O2, 25L, DIN DUO S = MFU II (termék típusa), O2 (gázfajta), 25L (kimeneti áramlás), DIN (gázcsatlakozó szabvány), DUO (dupla kiépítés), S (F-fali dugós csatlakozóval; S-síncsatlakozóval, 1,5 m tömlővel és csatlakozóval)




MediMeter



Cikkszám	Megnevezés	Gáz	Bemeneti csatlakozó	Bemeneti nyomás (bar)	Rotacsöves adagoló (l/perc)	Áramlá- skimenet +tömlővég	Design
0730117	MediMeter 15, O2, NORDIC F	O ₂	SS	4,5	0-15	3/8"	D1
0730118	MediMeter 15, O2, NORDIC S	O ₂	SS	4,5	0-15	3/8"	D2
0730156	MediMeter 5, O2, NORDIC F	O ₂	SS	4,5	0-5	3/8"	D1
0730155	MediMeter 15, SL, NORDIC F	SL	SS	4,5	0-15	3/8"	D1
0730120	MediMeter 15, O2, DIN F	O ₂	DIN	4,5	0-15	9/16"	D1
0730133	MediMeter 15, O2, DIN S	O ₂	DIN	4,5	0-15	9/16"	D2
0730141	MediMeter 5, O2, DIN F	O ₂	DIN	4,5	0-5	9/16"	D1
0730148	MediMeter 15, SL, DIN F	SL	DIN	4,5	0-15	9/16"	D1
0730101	MediMeter 15, O2, NF F	O ₂	NF	4,5	0-15	M12x1,25	D1
0730128	MediMeter 15, O2, NF S	O ₂	NF	4,5	0-15	M12x1,25	D2
0730126	MediMeter 5, O2, NF F	O ₂	NF	4,5	0-5	M12x1,25	D1
0730130	MediMeter 15, SL, NF F	SL	NF	4,5	0-15	M12x1,25	D1
0730134	MediMeter 15, O2, SWWL F	O ₂	SWWL	4,5	0-15	3/8"	D1
0730135	MediMeter 15, O2, SWWL S	O ₂	SWWL	4,5	0-15	3/8"	D2

Jelmagyarázat: MediMeter 15, O2, DIN F = Medimeter (termék típusa), 15 (kimeneti áramlás l/perc), O2 (gázfajta), DIN (gázcsatlakozó szabvány), S (F-fali dugós csatlakozóval; S-síncsatlakozóval, 1,5 m tömlővel és csatlakozóval)


Duoline, MultiStar




Gázvételi hely osztók gázspecifikus bemeneti csatlakozóval, a kimeneten kettő/négy gyorscsatlakozó hüvellyel.

Cikkszám	Megnevezés	Gáz	Bemeneti csatlakozó	Kiementi csatlakozó	Design
325396735	DUOLINE	O ₂	SS	SS	D2
325396764	DUOLINE	SL	SS	SS	D2
325196247	DUOLINE	O ₂	SS	SS	D3
325196248	DUOLINE	SL	SS	SS	D3
0727502	DUOLINE	O ₂	DIN	DIN	D1
0727503	DUOLINE	O ₂	1,5m tömlő + DIN	DIN	D2
9409310	DUOLINE	O ₂	DIN	DIN	D3
9588520	DUOLINE	SL	DIN	DIN	D3
0727501	MULTILINE	O ₂	DIN	DIN	D4
0727504	DUOLINE	O ₂	SS	SS	D3
K007246	DUOLINE	O ₂	NF	NF	D2
K007247	DUOLINE	SL	NF	NF	D2
K007245	DUOLINE	VAC	NF	NF	D2
K007267	DUOLINE	O ₂	NF	NF	D3
K007268	DUOLINE	SL	NF	NF	D3
K007269	DUOLINE	VAC	NF	NF	D3

MediFlow Ultra és Medimeter műszaki adatai



0728112 - 360 g



0728120 - 820 g



0728134 - 980 g

MediFlow Ultra műszaki adatai

Bemeneti nyomástartomány	2,8 - 8,0 bar
Kimeneti nyomás	max 2,1 bar
Kimeneti áramlástartományok	
0 - 2 l/perc	0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,5; 2
0 - 6 l/perc	0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
0 - 25 l/perc	0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 15; 25
Bemeneti csatlakozó	Nemzeti szabványoknak megfelelően
Kimeneti csatlakozó	9/16" UNF; M12x1,25; G3/8; G1/4
Anyagok	
Test és áramlásszabályzó fej	nikkelezett réz
Áramlásszabályzó tárcsa	polyamid
O-gyűrű	EPDM
Működési hőmérséklet	-20°C és +60°C között
Megfelelőség	MDD 93/42/EEC, 2a osztály, EN 10524-4, EN 1789.2000
Bemeneti csatlakozó	Nemzeti szabványoknak megfelelően:
SS	SS 8752430 (AGA, Nordic)
DIN	DIN 13260
NF	NF S EN 90-116 (AFNOR)




0728127 - 1220 g




0727501 - 1900 g

Medimeter műszaki adatai

Bemeneti nyomás	4,5 bar +/- 10%
Kimeneti áramlás	0 - 15 l/perc (0 - 5 l/perc)
Bemeneti csatlakozó	Nemzeti szabványoknak megfelelően
Kimeneti csatlakozó	9/16" UNF; M12x1,25; G3/8
Anyagok	
Test	nikkelezett réz
Rotációs búra	polyamid
O-gyűrű	EPDM
Működési hőmérséklet	-20°C és +60°C között
Megfelelőség	MDD 93/42/EEC, 2a osztály
	ISO 15002, EN 1789.2000
Bemeneti csatlakozó	Nemzeti szabványoknak megfelelően:
SS	SS 8752430 (AGA, Nordic)
DIN	DIN 13260
NF	NF S EN 90-116 (AFNOR)



0730120 - 340 g



0730133 - 790 g



0727503 - 660 g



9588520 - 360 g



0727502 - 420 g

Oxigénterápia tartozékai

Párásító palackok



Cikkszám	Megnevezés
K294402	Medi-Wet 2, 200 ml, 9/16", polyszulfon, 134°C
K294432	Medi-Wet 2, 200 ml, 3/8", polyszulfon, 134°C
K294435	Medi-Wet 2, 200 ml, 1/4", polyszulfon, 134°C
K293498	Medi-Wet 2, 200 ml, M12x1,25, polyszulfon, 134°C
K294416	Medi-Wet, 200 ml, 3/8", polycarbonát, 121°C
K292247	Medi-Wet, 200 ml, M12x1,25, polycarbonát, 121°C
K292254	Medi-Wet, 500 ml, M12x1,25, polycarbonát, 121°C
0727602	Párásító palack Cuub adagolóhoz, 200 ml, polycarbonát, 121°C
14090417	Eh. párasító palack, 250 ml, 9/16" 50db/doboz
14090563	Aquapak eh. párasító palack, 340 ml, 9/16" steril vízzel 20db/doboz
14090561	Aquapak eh. párasító palack, 650 ml, 9/16" steril vízzel 10db/doboz
14112751	Párásító palack tartó Aquapakhoz és CombiLite rendszerhez
0727402	Párásító készlet: tartó + 40 cm cső + 9/16" tömlővég

Lélegeztető maszkok és kanülök, tartozékok



Cikkszám	Megnevezés
14090500	Felnőtt oxigénmaszk 2,1 m bizt.csővel
14090510	Felnőtt orrkanül 2,1 m bizt.csővel 50db/doboz
14090513	Felnőtt orrkanül, nagy átfolyású, 2,1 m bizt.csővel 50db/doboz
14090509	Gyermek oxigénmaszk 2,1 m bizt.csővel
14090511	Gyermek orrkanül 2,1 m bizt.csővel
14090512	Csecsemő orrkanül 2,1 m bizt.csővel
325111855	Univerzális szájmásk (csak maszk)
14090495	15 m-es hosszabbító cső
14090496	7,5 m-es hosszabbító cső
14112138	4,2 m-es hosszabbító cső
14090498	2,1 m-es hosszabbító cső
14090515	Egyenes közdarab, műanyag
14090516	T-osztó közdarab, műanyag
14090526	Tömlőcsatlakozó 90°, 9/16"
14090421	Gyógyszerporlasztó készlet 50db/doboz

Palackok, palacktartók, kocsik



Cikkszám	Megnevezés
CE9998032	2 L-es oxigénpalack, palackszeleppel (MSZ-EN)
CE99700001	2 L-es oxigénpalack, Kombinált palackszeleppel (15 l/perc + Nordic QC)
500003472	Műanyag talp 2 L-es palackhoz
14090635	Hordozható palacktartó 2 L-es gázipalackhoz
190055201	Palacktartó 2,5 L, alu palást, akasztóval
14090638	Palackkocsi 5 L, alu, 2 kerekű, teleszkópos fogantyú
14090630	Palackkocsi 10 L, fehér, 5 kerekű
14090636	Palackkocsi 10 L, fehér, 5 antisztatikus kerek
325396136P	Palackkocsi 10-20 L, krómozott, 2 kerekű, pánt nélkül
F161078	Palackkocsi 50 L
325396138	Palackrögzítő pánt 5-10 L-es palackhoz
325396139	Palackrögzítő pánt 20 L-es palackhoz

MEDIEVAC és MEDIEJECT

MediEvac vákuumszabályzó

- Könnyű, kompakt kialakítás
- Ergonómikus be/ki kapcsoló gomb
- A forgó nyomásmérő óra segíti a leolvasást
- A tartozékok egyszerűen cserélhetők
- Fali vagy sínes csatlakozási lehetőség
- A három vákuum változat széles körű terápiás lehetőséget biztosít

MediEvac F – fali dugós változat



- közvetlen csatlakozás fali vákuum vételi helybe
- 360°-ban elforgatható manométer
- színekódolt manométer skála
- a kimenetre túlszívásgátló palack vagy tömlővég csatlakoztatható
- 250, 600 vagy 1000 mbar típusok
- a 250 mbar-os típus biztonsági szeleppel ellátva

MediEvac S – sínes változat



- medikai sínre csatlakoztatható
- EU síncsatlakozóval, 1,5 m-es tömlővel és gázcsatlakozóval
- egyéb paramétereiben megegyezik a fali dugós változattal

MediEject injektoros szívó

- Ahol vákuumhálózat nem áll rendelkezésre
- Oxigén vagy levegő hálózatra csatlakoztatható
- Csendes működés
- Minimális karbantartás

MediEject F – fali dugós változat



- Venturi elven működő szívó-ejektor
- közvetlen csatlakozás fali vételi helybe (oxigén vagy sűrített levegő)
- max. szíváserősség -800 mbar


MediEject S – sínes változat



- medikai sínre csatlakoztatható
- sín tartóval, 1,5 m-es tömlővel és gázcsatlakozóval
- egyéb paramétereiben megegyezik a fali dugós változattal

Kórházi eszközök

MediEvac



Cikkszám Megnevezés

0735120	MediEvac+1000, NORDIC F, MC100
0735121	MediEvac+250, NORDIC F, MC100
0735122	MediEvac+1000, NORDIC S, MC100
0735123	MediEvac+250, NORDIC S, MC100
0735115	MediEvac+1000, DIN F
0735131	MediEvac+600, DIN F
0735116	MediEvac+250, DIN F
0735142	MediEvac+1000, DIN S
0735143	MediEvac+600, DIN S
0735141	MediEvac+250, DIN S
0735108	MediEvac+1000, NF F, MC100
0735109	MediEvac+600, NF F, MC100
0735110	MediEvac+250, NF F, MC100
0735101	MediEvac+1000, NF F
0735102	MediEvac+600, NF F
0735103	MediEvac+250, NF F
0735111	MediEvac+1000, NF S
0735112	MediEvac+600, NF S
0735113	MediEvac+250, NF S
0735151	MediEvac+1000, SWWL F

Jelmagyarázat: MediEvac+ 1000, NORDIC F, MC100 = MediEvac+ (termék típusa), 1000 (kapacitás mbar), NORDIC (gázcsatlakozó szabvány), S (F-fali dugós csatlakozóval; S-síncsatlakozóval, 1,5 m tömlővel és csatlakozóval), MC100 (biztonsági palackkal és szűrővel)

MediEvac műszaki adatai

Be- és kikapcsolás	zöld gomb látható	bekapcsolás az OFF gomb (piros) lenyomásával
Max. bemeneti nyomás	- 950 mbar	
Max. áramlás	MediEvac+ 1000	70 l/perc ± 5 l/ perc 950 mbar-on
	MediEvac+ 600	70 l/ perc ± 5 l/ perc 600 mbar-on
	MediEvac+ 250	70 l/ perc ± 5 l/ perc 250 mbar-on
Manométer pontosság	± 2,5 % a teljes skálán	
Biztonsági szelep nyitás	csak MediEvac+ 250	max. - 290 mbar
Bemeneti csatlakozás	Nemzeti szabványoknak megfelelően	
Kimeneti csatlakozás		ISO G1/2" külső
Méretek	magasság (biztonsági palackkal) x szélesség x mélység	265 x 55 x 115 mm
Test anyaga	ABS	

MediEject



Cikkszám Megnevezés

325197344	MediEject S, tömlő nélkül
325197345	MediEject, NORDIC F
0735300	MediEject, NORDIC S
14090844	MediEject, DIN F
14090843	MediEject, DIN S
325197686	MediEject, NF F

MediEject műszaki adatai

Be- és kikapcsolás:	Be: Kapcsológomb kihúzva	Ki: Kapcsológomb benyomva
Max. bemeneti nyomás:	- 950 mbar	
Max. áramlás:	25 l/perc	
Max. gázfogyasztás:	38 l/perc	
Manométer pontosság:	± 2,5 %	
Bemeneti csatlakozás:	Nemzeti szabványoknak megfelelően	
Kimeneti csatlakozás:	tömlővég	
Méretek:	magasság x szélesség x mélység (csatlakozó nélkül)	115 x 105 x 53 mm
Tömeg	0,370 - 0,450 kg csatlakozó típustól függően	
Hőmérséklet tartomány:	Tárolási: - 40 °C és 60 °C között	működési - 18 °C és 50 °C között
Páratartalom:	max 70 % RH	

A sínes változatokhoz a sántartót külön kell rendelni! Ld. 16. oldal.

Váladékgyűjtő edények és tartozékok



MediCollect 100 és 300

- 100 és 300 ml-es túlszívásgátló palack
- megvédi a vákuumszabályzót az esetleges túlszívástól
- közvetlen csatlakozás MediEvac-hoz (G1/2")
- baktérium szűrő használata is javasolt

MediCollect 500

- 500 ml-es túlszívásgátló palack
- be- és kimenet tömlővég
- MediEject-hez csatlakoztatható

MediCollect 2000

- 2 L-es váladékgyűjtő edény
- műanyag csavaros (K291620) vagy rozsdamentes nyomós tetővel (K291620ML)
- fali rozettára vagy szintartóra csatlakoztatható

NikoBag

- tartóedény + eh. váladékgyűjtő zsák technológia
- 1 és 2 L-es változatban
- váladékgyűjtő zsák 20 db/doboz egységben rendelhető

Cikkszám Megnevezés

548900291594	MediCollect 100 túlszívásgátló palack, 1/2", 134°C
548900291595	MediCollect 100 baktérium szűrővel
K291531	MediCollect 300 túlszívásgátló palack, 1/2" 134°C
14090328	Baktérium szűrő Medieject-hez, 1 db
K291603	Baktérium szűrő Medicollect 100-hoz, 10 db
K291620	MediCollect 2L csavaros tető, polyszulfon, 134°C
K291620ML	MediCollect 2L rozsdamentes tető, polyszulfon, 134°C
K291530	MediCollect 2L csavaros tető, polycarbonát, 121°C
K291534	MediCollect 2L nyomós tető, polycarbonát, 121°C
325196752	MAK 1000 ml, polycarbonát, 121°C
325196753	MAK 500 ml, polycarbonát, 121°C
325196757	MAK 4L, polycarbonát, 121°C
325113335	NikoBag váladéktartó edény 1L
373234560	NikoBag váladéktartó edény 2L
325111944	Tető NikoBag edényekhez
325111952	NikoBag váladékgyűjtő zsák 1L, 20 db/doboz
373234559	NikoBag váladékgyűjtő zsák 2L, 20 db/doboz
325196755	Tartókosár 0,5L-es váladékgyűjtőhöz
325196754	Tartókosár 1L-es váladékgyűjtőhöz
K291532	Tartókosár 2L-es váladékgyűjtőhöz
K291533	Tartógyűrű 2L-es váladékgyűjtőhöz
180901089P	Fali tartó (rozetta)
14090798	Krómozott réz szintartó (MediEject S, K291620)
81366EU	Alumínium szintartó (MediEject S, K291620)
K305240	Műa. szintartó
K006968	Vákuum kapcsoló

Orvosi gáztömlők



300000901

Cikkszám	Megnevezés
326003230	O ₂ tömlő 30 m, fehér, 6/11
326003235	O ₂ tömlő 30 m, fehér, 4/8
326003234	N ₂ O tömlő 30 m, kék, 6/11
326003233	SL tömlő 30 m, fekete-fehér, 8/14
325112767	VAC tömlő 30 m, sárga, 10/16
325112766	Hulladékgáz tömlő 30 m, kék-barna, 12/17
325113258	CO ₂ tömlő 30 m, szürke, 6/11
325113259	N ₂ tömlő 30 m, fekete, 6/12
325113326	Gázkeverék tömlő 30 m, piros, 6/11
325113260	Nitralgin tömlő 30 m, kék-fehér, 6/12
300028018	Transzprens tömlő 50 m, 6/12
30030490	O ₂ tömlő 100 m, víztiszta, PVC, 6/8
300300580	VAC tömlő 50 m, víztiszta, PVC, 7/11
300300720	VAC tömlő 50 m, víztiszta, PVC, 10/16
325113237	Szilikontömlő 25 m, 6/12

Cikkszám	Megnevezés
300000901	Hármas tömlőosztó
300000911	Szorítóbilincs 9-11 mm tömlőkhöz, 10 db/cs
F160503P	Szorítóbilincs 11-13 mm tömlőkhöz, 10 db/cs

Szerelt tömlők GSS-hez (ld. 22. oldal):



0731278	O ₂ tömlő 1,5 m, fehér, M15x1-NIST
0731274	SL tömlő 1,5 m, fekete, M17x1-NIST
0731084	O ₂ tömlő 1,5 m, fehér, M12x1-SS
0731085	SL tömlő 1,5 m, fekete, M20x1,25-SS
0731086	O ₂ tömlő 3 m, fehér, NIST-SS
0731087	SL tömlő 3 m, fekete, NIST-SS
0731114	O ₂ tömlő 3 m, fehér, NIST-DIN
0731156	SL tömlő 3 m, fekete, NIST-DIN

Csatlakozókkal szerelt gáztömlők széles méretválasztékát is elérheti kínálatunkban. További információért lépjen kapcsolatba a GCE-vel.



Termékcímke tételszámmal és lejárat dátummal

DIN, SWWL, NIST, AFNOR gyorscsatlakozók



Cikkszám	Megnevezés
14090390	DIN dugós csatlakozó O ₂ , 120°
14116042	DIN dugós csatlakozó O ₂ , 90°
14090391	DIN dugós csatlakozó AIR, 120°
14116043	DIN dugós csatlakozó AIR, 90°
14090392	DIN dugós csatlakozó N ₂ O, 120°
14116021	DIN dugós csatlakozó VAC, 120°
14090284	DIN Kombidugós csatlakozó O ₂ /AIR, 120°
14090845	DIN Kombidugós csatlakozó O ₂ /AIR, M10X1K
14090841	DIN Kombidugós csatlakozó O ₂ /AIR, 3/8" B
9436190	DIN dugós csatlakozó O ₂ , M12x1K, 10 db
9436070	DIN dugós csatlakozó AIR, M12x1K, 10 db
9434100	DIN dugós csatlakozó VAC, M12x1K
9410970	DIN hüvelyes csatlakozó O ₂ , 3/8" K
9423410	DIN hüvelyes csatlakozó O ₂ , 1/4" K
9410980	DIN hüvelyes csatlakozó AIR, 3/8" K
9410990	DIN hüvelyes csatlakozó AIR, 1/4" K
9401320	DIN hüvelyes csatlakozó N ₂ O, 3/8" K
9437280	SWWL dugós csatlakozó O ₂ , 120°
9437290	SWWL dugós csatlakozó N ₂ O, 120°
9437300	SWWL dugós csatlakozó AIR, 120°
9437310	SWWL dugós csatlakozó AIR 8 bar, 120°
306441025	SWWL dugós csatlakozó VAC, 120°
300100101	SWWL dugós csatlakozó O ₂ , készülékhez
300100102	SWWL dugós csatlakozó AIR, készülékhez
300100103	SWWL dugós csatlakozó VAC, készülékhez
14116035	NIST tömlővéges csatlakozó O ₂
14116033	NIST tömlővéges csatlakozó AIR
14116401	NIST tömlővéges csatlakozó O ₂ /AIR
14116045	NIST tömlővéges csatlakozó O ₂ , 90°
14116069	NIST tömlővéges csatlakozó AIR, 90°
14116070	NIST tömlővéges csatlakozó N ₂ O, 90°
14116030	NIST tömlővéges csatlakozó O ₂
14116028	NIST tömlővéges csatlakozó AIR
K007841	AFNOR dugós csatlakozó O ₂ , 90°
K007844	AFNOR dugós csatlakozó AIR, 90°
K007843	AFNOR dugós csatlakozó N ₂ O, 90°
K007852	AFNOR dugós csatlakozó VAC, 90°
K007861	AFNOR dugós csatlakozó O ₂
K007864	AFNOR dugós csatlakozó AIR
K007863	AFNOR dugós csatlakozó N ₂ O
K007866	AFNOR dugós csatlakozó CO ₂
K007872	AFNOR dugós csatlakozó VAC
9418920	AFNOR hüvelyes csatlakozó O ₂ , 3/8" K
9432300	AFNOR hüvelyes csatlakozó AIR, 3/8" K
548000290319	AFNOR hüvelyes csatlakozó N ₂ O, 3/8" K
9432310	AFNOR hüvelyes csatlakozó VAC, 3/8" K
9417930	AFNOR hüvelyes csatlakozó O ₂ , 1/4" K
9433300	AFNOR hüvelyes csatlakozó AIR, 1/4" K
9433310	AFNOR hüvelyes csatlakozó N ₂ O, 1/4" K
K292339	AFNOR hüvelyes csatlakozó VAC, 1/4" K

Nordic gyorscsatlakozók



Cikkszám	Megnevezés
325110382	NORDIC dugós csatlakozó O ₂ , 6 mm tömlővéges
325100221	NORDIC dugós csatlakozó O ₂ , 4,5 mm tömlővéges
325100222	NORDIC dugós csatlakozó N ₂ O, 6 mm tömlővéges
325100223	NORDIC dugós csatlakozó AIR, 8 mm tömlővéges
325100330	NORDIC dugós csatlakozó N ₂ , 6 mm tömlővéges
325111116	NORDIC dugós csatlakozó CO ₂ , 6 mm tömlővéges
325111434	NORDIC dugós csatlakozó VAC, 6 mm tömlővéges
325100224	NORDIC dugós csatlakozó VAC, 10 mm tömlővéges
325100784	NORDIC dugós csatlakozó hulladékgáz, 12 mm tömlővéges
325110115	NORDIC dugós csatlakozó AIR 8 bar, 8 mm tömlővéges
325110357	NORDIC dugós csatlakozó Nitralgin, 6 mm tömlővéges
325196831	NORDIC dugós csatlakozó 90° O ₂ , 6 mm tömlővéges
325195762	NORDIC dugós csatlakozó 90° N ₂ O, 6 mm tömlővéges
325195761	NORDIC dugós csatlakozó 90° AIR, 8 mm tömlővéges
325195763	NORDIC dugós csatlakozó 90° VAC, 10 mm tömlővéges
325196353	NORDIC dugós csatlakozó 90° hulladékgáz, 12 mm tömlővéges
325196657	NORDIC dugós csatlakozó 90° INSTR, 8 mm tömlővéges
9453980	NORDIC dugós csatlakozó O ₂ , M12x1K
9453990	NORDIC dugós csatlakozó SL, M12x1K
325196853	NORDIC hüvelyes csatlakozó O ₂ , 6 mm tömlővéges
325195089	NORDIC hüvelyes csatlakozó N ₂ O, 6 mm tömlővéges
325196793	NORDIC hüvelyes csatlakozó Nitralgin, 6 mm tömlővéges
325195091	NORDIC hüvelyes csatlakozó AIR, 8 mm tömlővéges
325197149	NORDIC hüvelyes csatlakozó CO ₂ , 6 mm tömlővéges
325196919	NORDIC hüvelyes csatlakozó AIR 8 bar, 8 mm tömlővéges
325195092	NORDIC hüvelyes csatlakozó VAC, 10 mm tömlővéges
325195788	NORDIC hüvelyes csatlakozó hulladékgáz, 12 mm tömlővéges
325195001	NORDIC hüvelyes csatlakozó O ₂ , 3/8"K
325195004	NORDIC hüvelyes csatlakozó N ₂ O, 3/8"K
325195007	NORDIC hüvelyes csatlakozó AIR, 3/8"K
326000144	NORDIC hüvelyes csatlakozó AIR 8 bar, 3/8"K
325290337	NORDIC hüvelyes csatlakozó VAC, 3/8"K
325196126	NORDIC hüvelyes csatlakozó hulladékgáz 3/8"K
325197096	NORDIC hüvelyes csatlakozó CO ₂ , 3/8"K
325195171	NORDIC hüvelyes csatlakozó N ₂ , 3/8"K
325195008	NORDIC hüvelyes csatlakozó Nitralgin, 3/8"K

Adapterek



Cikkszám	Megnevezés
14090277	Adapter 3/8"K - 9/16"K
14090748	Adapter 3/8"B - 1/8"K
14090865	Adapter 3/8"B - 3/8"B
14090099	Adapter 3/8"B - 9/16"K
14090192	Adapter 3/8"B - M10x1K
14116040	Adapter 3/8"B - M10x1K
14090093	Adapter 3/8"B - M12x1,25K
14115017	Adapter 3/8"B - M12x1K
14090268	Adapter 9/16"B - 3/8"K
14115027	Adapter 9/16"B - 9/16"K
14090090	Adapter 9/16"B - M12x1,25K
14090281	Adapter 1/4"B - 9/16"K
14090278	Adapter M10x1K - 9/16"K
14115021	Adapter M10x1K - M12x1B
14090721	Adapter M12x1K - 3/8"K
14090094	Adapter M12x1B - 3/8"K
9404780	Adapter M12x1B - 9/16"K
14090276	Adapter M18x1K - 9/16"K
14090283	Adapter W17,4x19B - 9/16"K
9435110	M12x1K-G1/4"K, 10 db

GCE Sabre Sürgősségi eszközök

EASE II demand szelep



Az EASE II oxigén demand szelep a spontán lélegző sérültek, betegek 100%-os oxigénadagolására szolgál. Az EASE II nitralgin demand szelep segítségével 50-50%-os altatógáz-oxigén keverék adagolható.

Kialakítása, könnyű súlya, ütésálló háza megfelel az ilyenkor támasztott fokozott követelményeknek. A demand szelep már igen alacsony belégzési szándék esetén gyorsan reagál és az igény szerinti áramlásban és mennyiségben adagolja az oxigént vagy a gázkeveréket.

- Akár 300 l/perc-es gázáramlás
- Új „Easy Grip” markolat (autoklávozható)
- Teszt/üritő gomb
- Egyszerűen tisztítható
- Könnyen cserélhető belső szűrő

Cikkszám	Megnevezés
0715306	EASE II, O ₂ /N ₂ O, 3 m, NORDIC
0715310	EASE II, O ₂ , 3 m, NORDIC
0715311	EASE II, O ₂ , 1,5 m, DIN
1024417	Sürgősségi hordtáska, kék
1032937	Eh. szájcutora
1032994P	Eh. maszk, közepes, 5 db
1032622P	Felnőtt/Gyermek maszk, többszörhaszn.
850500P	Eh. kilégzési diverter
1035575P	Szűrő, 5 db



EASE II műszaki adatai

Demand szelep:	
Gáz	N ₂ O/O ₂ , O ₂
Anyag	Polikarbonát, szilikon, nemesacél
Méret	50 × 50 × 63 mm
Tömeg	0,085 kg
Gázellátás	2,8 és 7,0 bar közötti nyomás >200 l/perc mellett
Belégzési ellenállás	0,15-0,2 kPa
(2,8 bar tápnyomás mellett)	-0,2 kPa 10 l/perc-nél -0,7 kPa 200 l/perc-nél
Kilégzési ellenállás	+0,35 kPa 120 l/perc-nél
Működési hőmérséklet	-20°C és +60°C között oxigén esetén +5°C és +40°C között nitralgin esetén
Tárolási hőmérséklet	-30°C és +60°C között
Gázcsatlakozó	Nemzeti szabványoknak megfelelően:
SS	SS 8752430 (AGA, Nordic)
DIN	DIN 13260
Tömlő:	
Gázcsatlakozó	Nemzeti szabványoknak megfelelően
Működési nyomás	7 bar
Szakító nyomás	44 bar
Anyag	PVC, antistatikus ISO 5359 szerint
Tömeg	0,5 kg (3 m hossz)



Trans-Vent lélegeztetőgép



A Sabre Trans-Vent transzport lélegeztetőgépet a sürgősségi betegellátás, mentés, illetve a kórházon belüli szállítás közbeni lélegeztetésre tervezték. A készülék teljes egészében pneumatikus működésű, elektromos ellátást nem igényel. A Trans-Vent könnyű és robusztus kialakítása alkalmassá teszi a legnehezebb esetekben való alkalmazásra.

A Trans-Vent beépített demand/asszisztált lélegeztetési móddal rendelkezik, így a spontán légző betegek légzéstámogatására is használható. Automatikus és manuális lélegeztetési módja, széleskörű beállítási lehetőségei alkalmassá teszik a 3 kg feletti lélegeztetett betegek biztonságos szállítására. A páciens biztonságát az állítható nyomáshatároló-szelep garantálja.

Az oxigénkoncentráció választható: 60%-os koncentráció az esetek többségében megfelelő és a működtetett oxigénforrás (palack) élettartama hosszabb; 100%-os koncentráció esetén toxikus környezetben is használható.



2006813



1032620



10035330

Cikkszám Megnevezés

2006198	Sabre Trans-Vent, Nordic
2006813	Eh. légzőkör páciensszeleppel
2008840	Th. légzőkör
1032620	Felnőtt maszk, többszörhasználatos
10035330	1 l-es műtűdő

Trans-Vent műszaki adatai

Lélegeztetési frekvencia	8-40 légzés/perc
Percvolumen	2-14 l/perc 12 lépcsőben
Szabad átfolyás	A beállításoknak megfelelően
Nyomáshatároló szelep	20-100 cmH ₂ O
Demand átfolyás	100 l/perc (minimum)
Demand trigger nyomás	Kevesebb, mint 5 cmH ₂ O 100 l/perc átfolyásnál
A/C lélegeztetés közti átváltás	a kilégzési idő 1,5-szerese a választott frekvencián
A/C átváltás trigger	Minimum Tidal Volume 31cc
CPAP beállítás	0-20 cmH ₂ O
Bementi nyomás	2,8-6,0 bar
Oxigénkoncentráció	Választható 60% vagy 100%
Légzőköri riasztás	Alapfelszereltség, Audio riasztás, mely légzőköri szétkapcsolás után 11 mp-el riaszt, további 11 mp-re némítható
Alacsonynyomás riasztás	Audio riasztás, nem némítható
Légúti nyomás riasztás	Folyamatos audio riasztás, ha eléri a beállított légúti csúcsnyomás értéket
Rel. páratartalom	15%-95%
Működési hőmérséklet	-18°C to +50°C
Tárolási hőmérséklet	-40°C to +60°C
Méretek	175mm x 270mm x 904mm
Tömeg	3.2 kg

GSS – Automatikus gázforrás váltó



A GSS (Gas Source Switch) transzport eszközök – mint lélegeztetőgépek, inkubátorok, altatógépek – gázforrásának átváltására szolgál a palackos és hálózati gázellátás között. A hálózati ellátás gazdaságosabb, így ha már rendelkezésre áll, a hálózati tömlő csatlakoztatásával automatikusan átvált a palackos ellátásról. A transzport eszköz gázellátása így folyamatos marad.

- Nagyobb biztonság a kezelőnek és a betegnek egyaránt
- Gazdaságos gázellátás hálózatról
- Kevesebb palackcsere
- Kompakt méretek
- Zöld állapotjelző

Cikkszám Megnevezés

0727205 GSS O₂ NIST

0727206 GSS SL NIST

A GSS-hez szükséges szerelt tömlők a 17. oldalon találhatóak.

GSS műszaki adatai

Gáz	O ₂ , SL, N ₂ O kérésre
Bemeneti nyomás hálózatról	3-6 bar
Bemeneti nyomás palackról	3.6 – 5.5 bar
Kimeneti nyomás	= bemeneti nyomás
Kimeneti áramlás	= bemeneti áramlás
(nincs nyomáscsökkentés)	
Ház anyaga:	nikkelezett Al-ötvözet
Méret:	42x65x74 mm
Tömeg	kb. 400 g
Karbantartás	karbantartásmentes
Max élettartam	10 év
Felhasználható	sürgősségi ellátás
	betegszállítás


GSS bemeneti csatlakozások

Gázhálózati csatlakozás	NIST
Palackreduktor csatlakozás	M12x1 (O ₂)
	M20x1 (SL)

GSS kimeneti csatlakozások

Fogyasztó felé	M15x1 (O ₂)
	M17x1 (SL)

Működési vázlat



GSS transzport inkubátoron



GSS transzport lélegeztetőgépen



Lélegeztető ballon



A legmagasabb minőségi és szakmai elvárásoknak megfelelő szilikon lélegeztető ballon sürgősségi használatra. A termék latexmentes.

Cikkszám	Megnevezés
325113013	Lélegeztető ballon készlet (2 maszk, maszk hosszabbító bordáscső, reservoir, oxigéntömlő, Guedel tubusok 2-2 db 2,3,4-es méret).

GSS műszaki adatai


Méret	Ballon kapacitás	Reservoir kapacitás	Arcmaszk	Maszk bordáscső
Felnőtt	1500 ml	2600 ml	4-es és 5-ös	300 mm
Alkatrész	Anyag			
Ballon	szilikon			
Bordáscső	szilikon			
Maszk	polikarbonát és szilikon			
Visszacsapó szelep	polikarbonát			
Membrán	szilikon			
Reservoir szelep	polikarbonát			
Reservoir membrán	szilikon			
Reservoir	PVC			
Oxigéntömlő és adapter	PVC (2m)			



Mentőpanelek, komplett rendszerek

A Mediline mentőpanelek mentőautóba szerelhető gázvételi helyet biztosít oxigén, levegő és nitrálgin felhasználására. Az eloxált alumínium profilból készült panelek tetszőleges számú önzáró szeleppel ellátott gázvételi hely található. A rendszer manuális/automatikus palackváltóval, jelzővel is bővíthető. A panelek súllyesztett és falon kívüli változatban rendelhetők.


További információért lépjen kapcsolatba a GCE-vel.



Központi gázellátás eszközei

- Gázlefejtők
- Átváltó gázközpontok
- Stabilizátor szekrények
- Gázhiányjelzők, távadók
- Szakaszlezáró csapszekrények
 - Golyós elzárószelepek
 - Magasnyomású tömlők
 - Hálózati alkatrészek
- NORDIC gázvételi helyek
 - DIN gázvételi helyek
 - AFNOR gázvételi helyek

További információért lépjen kapcsolatba a GCE-vel.



Általános szállítási feltételek

Jelen dokumentum érvényessége abban az esetben áll fenn, amennyiben a GCE Hungária Kft, mint Szállító lép fel üzleti kapcsolatai során, és a GCE Hungária Kft., a továbbiakban, mint Szállító, valamint a Megrendelő/Vevő az alábbiakban állapodnak meg. Amennyiben Szállító és Vevő jogi értelemben üzleti kapcsolatba kerülnek, úgy Vevő elfogadja és magára nézve érvényesnek tekinti jelen Általános szállítási feltételek -et.

1. Jelen dokumentum vonatkozik a GCE Hungária Kft. általános értékesítési tevékenységére.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy üzleti kapcsolat esetén jelen dokumentumban szereplő feltételeket fogadják el, kivételt képez az az eset, ha a Szállító és a Megrendelő/Vevő között érvényben lévő, írásba foglalt szerződés/megállapodás eltérő feltételeket fogalmaz meg, mely kivételek csak az eltérő feltételek hatályában érvényesek.

3. A Szállító által kiadott árajánlatokban ill.árlistákban szereplő árak az adott tételnél megadott darabszámok teljes megrendelésére vonatkoznak, kivételt képez ez alól, ha a Szállító által készített árajánlat kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. A Szállító által adott ajánlatok a megadott időpontig érvényesek, mind az ár mind pedig a szállítási határidő tekintetében. Az ajánlaton szereplő tételek között a raktárkészleten lévő termékek fizikai jelenléte csak tájékoztató jellegű adat a GCE Hungária Kft. részéről, és ajánlati kötöttséggel nem jár. Szállító ezúton kijelenti, hogy a nyomtatott-, illetve elektronikus formában megjelent árlistákban szereplő esetleges adathibákért semminemű felelősséget nem vállal.

4. A Szállító a Megrendelés teljesítéséig tartó időtartam alatt bármikor jogosult előrefizetést, vagy biztosítékot kérni, illetve ezek megtagadása esetén a Megrendelésben foglaltak teljesítésétől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő semmilyen követeléssel a Szállító felé nem élhet, de a Szállító követelheti a Megrendelőtől a Megrendelés nem teljesülése miatt okozott összes kárának megtérítését.

5. A Szállító által meghatározott árak a Szállító telephelyéről (Ex Works) paritással értendők, kivételt képez, ha a Megrendelő által adott Megrendeléshez kapcsolódó - a Szállító által készített - Visszaigazolás a teljesítés helyeként mást nem határoz meg, mely kivétel lehet eseti, illetve időszakos jellegű. (A szállítási feltételek alatt az 1990. évi Incoterms [International Chamber of Commerce Publication No.460] meghatározásai értendők.) A Szállító által megadott szállítási határidők csak megközelítő pontosságúak, és csak a vonatkozó Megrendelésre érvényesek. A Szállító fenntartja a jogot a részszállításra, a Megrendelő nem utasíthatja azt vissza. A Szállítás teljesítettnek tekintendő abban az esetben, ha az áru a Szállító telephelyét elhagyja illetve, ha a feladási készség írásbeli jelentése - telefax útján - a Megrendelő felé megtörténik. A Szállító az ajánlatban meghatározott ár és szállítási határidőket veszi alapul a teljesítés során. A Szállító semmiféle anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal (a), a gyártó szállítási késedelméből (b), vis majorból (c), illetve semmilyen olyan eseményből származó elmaradt haszonért, és/vagy pótlólagosan felmerülő költségekért, amelyekre a Szállítónak közvetlen ráhatása nincs. A szállítási határidő meghosszabbodik, ha a Megrendelő ebből, vagy más - a Szállítóval kötött - szerződésből származó kötelezettségeinek nem tesz eleget.

6. A Szállító az általa forgalmazott termékekre a magyar jogrendszer szerinti előírt jótállást vállalja, amely eltérő jogszabályi kötelezettség vagy a Szállító és a Megrendelő/Vevő közötti külön megállapodás hiányában a terméken rögzített. A jótállás nem terjed ki I., a vevő által rosszul megválasztott termék esetén bekövetkező, II., a helytelen alkalmazásból eredő, valamint III., a nem megfelelő alkalmazási körülményekből származó károkra. A Szállító az általa forgalmazott termékekre jótállást vállal, amely elbírálása az adott terméket forgalmazó üzletág vezetőjének a hatásköre. Amennyiben az üzletág vezető döntését a Megrendelő/Vevő nem fogadja el, ebben az esetben az üzletág vezető szakértői vizsgálatra küldi a kérdéses terméket ahhoz az intézethez, amely intézetnek a Megrendelő telephelye szerinti hatályos jog erejénél fogva lehetősége van a kérdéses termék nem megfelelőségének szakértői elemzését elvégezni, mely intézet szakértői véleményét a Felek elfogadják. Amennyiben ezen intézet véleménye alapján a keletkezett kárt az I-III. pontokban felsorolt esetek idézték elő, úgy a vizsgálat során felmerülő összes költséget a Megrendelő/Vevő viseli. A Szállító a Megrendelés teljesítése után legfeljebb öt (5) munkanapig fogad el mennyiségi vagy minőségi kifogásokat a Megrendelő/Vevő részéről, mely reklamációt írásban kell megtenni a Megrendelőnek/Vevőnek a Szállító felé. Az előbbi határidőn túli reklamáció érvényesítése kizárt. Abban az esetben, amikor a Megrendelő személyesen veszi át a Szállítótól a megrendelt termékeket - és átvételkor minőségi és mennyiségi kifogásokkal nem élt - utólagos minőségi és mennyiségi reklamációnak a Szállító nem köteles helyt adni. Jótállási időn belül előforduló rejtett hiba esetén a Megrendelő/Vevő a hiba felfedezésétől számított 10 munkanapon belül köteles azt írásban jelezni a Szállítónak, aki a fentiekben meghatározott módon intézkedik a hiba kijavításáról, illetve jogos reklamáció esetén a kérdéses termék kicseréléséről. A szavatosság érvényesítése a Szállító által kiállított számla alapján érvényesíthető a Szállító telephelyén.

7. A Megrendelő - amennyiben a Szállító által készített árajánlat, illetve a kiállított számlán szereplő fizetési határidő más időpontot nem jelöl meg - az áru átvételkor fizet. Amennyiben a szállítás teljesítettnek tekinthető az (5.) pont alapján, úgy a kiállított számlát a Megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a megrendelt termékek még nem jutottak a Megrendelő birtokába. Amennyiben a Megrendelő a Szállítónál halasztott fizetéssel rendelkezik, és fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként, és a továbbiakban megtagadhatja a halasztott fizetés megadását a Megrendelő felé.

8. A Szállító fenntartja a tulajdonlás jogát a számlán szereplő, de a vételár tekintetében még ki nem egyenlített termékek esetében. Amennyiben a Megrendelő, vagy továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a Megrendelés tárgyát képező termékeket feldolgozta, összekeverte, felhasználta, vagy más dologhoz kapcsolta, úgy a létrejövő új dolog esetében a Szállítót megilleti a közös tulajdon, mégpedig a részes áruérték arányában a Megrendelő feldolgozási költsége nélkül. Az így keletkezett új dolog fenntartott árucikknek számít. A Megrendelő, illetve továbbértékesítés esetén a Megrendelő vevője a fenntartott árucikket csak a Szállító írásbeli hozzájárulása esetén idegenítheti el, és nem kerülhet zálog alá. Ezen közös tulajdon állammegóvásáért és rongálódás, elveszés, stb. elleni biztosításáért Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő ez esetben Szállítóra engedményezi a biztosítási szerződésekből adódó igényeit. A Megrendelő ezzel Szállítóra engedményezi a tulajdonjog fenntartással átadott áru továbbeladásából adódó valamennyi igényét Szállító jogos igényeinek kielégítése erejéig. A Megrendelő ezen elidegenítési és elzálogosítási tilalom alól csak olyan esetben mentesül, ha a kialakult vételár, illetőleg az elzálogosításból befolyt összeg fedezi a Szállító által támasztott követeléseket, és a vevő megfizette azt. A Megrendelőnek a Szállítóval szemben fennálló követeléseit sem beszámítania, sem csökkentenie, sem megváltoztatnia nem lehet, visszatartási jogot a Megrendelő nem formálhat, más jogviszonyból, korábbi szállításból keletkezett vitás kérdések rendezése érdekében.

9. Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében egymással két- vagy többoldalú szerződést kötöttek, úgy a jelen dokumentumban megfogalmazott feltételek közül azokat kell mérőadónak tekinteni, amelyeket a két vagy több fél közötti szerződés nem szabályoz.

10. A Felek kijelentik, hogy kötik magukat az írásbeliséghez minden olyan esetben amely során a jelen dokumentumban megfogalmazott feltételektől bármilyen módon el kívánnak térni.

11. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a PTK. feltételeit tekintik irányadónak. Jogvita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy megkísérik azt békés úton rendezni, de amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a Szállító székhelye szerinti illetékes bíróságot jelölik meg kizárólagos illetékességgel.




Gas Control Equipment

GCE world-wide: <http://www.gcegroup.com>

Austria, Croatia, Czech Republic, China, Denmark
France, Germany, Hungary, Italy,
Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania,
Spain, Sweden, United Kingdom, USA

Az Ön kereskedelmi partnere:



GCE Hungária Kft.
II. Rákóczi F. út 90/B.
H-2314 Halásztelek
HUNGARY
Tel.: +36 (24) 521 200
Fax: +36 (24) 521 201
www.gcegroup.com

IPARI GÁZESZKÖZÖK



- Autogén hegesztés és vágás
- Gépi lángvágó rendszerek
- Központi gázellátó rendszerek

IPARI ALKALMAZÁSTECHNIKA



- Magasnyomású szelepek minden gázra
- Maradéknyomású szelepek
- Egyéb ipari alkalmazástechnika

EGÉSZSÉGÜGYI GÁZESZKÖZÖK



- Oxigénterápiás megoldások
- Kórházi gázellátó rendszerek
- Sürgősségi gázrendszerek

NAGYTISZTA GÁZESZKÖZÖK



- Nyomáscsökkentők és szelepek
- Gázellátó panelek és rendszerek
- Tartozékok