

HUMIDIFICATEUR **MEDIWET**

L'humidificateur d'oxygène est un dispositif permettant une augmentation relative de l'humidité dans l'oxygène du patient. Ce gaz à usage médical manque d'humidité suffisante, pour être physiologiquement toléré. Le bocal est en polycarbonate ou polysulfone, le couvercle avec un adaptateur d'entrée en polypropylène, et une connexion d'entrée en polypropylène et laiton nickelé.



MEDIWET

EXEMPLES D'APPLICATIONS



Avec le Mediflow® Ultra



Avec MediMeter®

Référence	Désignation	Raccord d'entrée
K294432	MEDIWET 134 °C	G3/8
K293498	MEDIWET 134 °C	M12x1,25
K294435	MEDIWET 134 °C	G1/4
K294402	MEDIWET 134 °C	9/16 UNF
K294416	MEDIWET 121 °C	G3/8
K293491	MEDIWET 121 °C	M12x1,25
K294452	MEDIWET 121 °C	G1/4
K294401	MEDIWET 121 °C	9/16 UNF

PIÈCES DE RECHANGE

Référence	Désignation
K294486	Flexible en silicone (par 10)
K294434	Flexible en silicone + diffuseur (par 10)
K294415	Diffuseur (par 10)
K294409	Joint du couvercle 134°C (par 10)
K294408	Joint du couvercle 121°C (par 10)

Référence	Raccord d'entrée
K294433	Joints toriques G3/8 (par 10)
K294407	Joint du couvercle 121°C (par 10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions:	Hauteur	190 mm
	Diamètre	57 mm
	Profondeur	67 mm
Poids:	145 g	
Capacité:	200 ml	

MATÉRIAUX

Bocal autoclavable à 134 °C:	Polysulfone
Bocal autoclavable à 121 °C:	Polycarbonate
Couvercle et olive de sortie:	Polypropylène
Écrou d'entrée:	laiton chromé
Diffuseur:	Polyéthylène
Joint du flexible:	Silicone
Joint torique:	EPDM

RECYCLAGE

Le produit doit être recyclé conformément à la réglementation locale.

GCE S.A.S

B.P 40110 - 70, rue du Puits Charles
La Charité sur Loire Cedex, F-58403, FRANCE
Tel. +33 3 86 69 46 00, Fax. + 33 3 86 70 09 81
E-mail: sales.fr@gcegroup.com
www.gcegroup.com, www.france.gcegroup.com



Gas Control Equipment